



Coronavaccinatie

sprit- en naaldcombinaties

Hoeveel vaccin haal je op per spuit?

Versie 11, 02-07-2024: controleer regelmatig of er nieuwe versies van deze instructie staan op <https://lci.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/werkinstructies>



Comirnaty JN.1 (Pfizer/BioNTech) (12+ jaar) "kant-en-klaar", grijze dop

Spruit	Naald	Optrekken tot	Doses per flacon
SOL-M ULDS	Veiligenaaldsysteem BD Eclipse 23G	0,3 ml	6

Comirnaty JN.1 (Pfizer/BioNTech) kinddosering (5 t/m 11 jaar) "kant-en-klaar", blauwe dop

Spruit	Naald	Optrekken tot	Doses per flacon
SOL-M ULDS	Veiligenaaldsysteem BD Eclipse 23G	0,3 ml	6

Comirnaty JN.1 (Pfizer/BioNTech) kinddosering (0,5 t/m 4 jaar) 1,1 ml NaCl aan flacon toevoegen, gele dop

Spruit	Naald	Optrekken tot	Doses per flacon
SOL-M ULDS	Veiligenaaldsysteem BD Eclipse 23G	0,3 ml	3

Bimervax JN.1 (HIPRA) (16+ jaar), "kant-en-klaar", blauwe dop

Spruit	Naald	Optrekken tot	Doses per flacon
SOL-M ULDS	Veiligenaaldsysteem BD Eclipse 23G	0,5 ml	1

Bij gebruik van een ultra low dead space (ULDS) toedieningsspruit en/of naald is het mogelijk dat er meer doses uit een flacon kunnen worden gehaald dan is opgegeven, mits de instructie, te vinden via de QR-code, nauwkeurig wordt gevolgd.